

## Les Gazes Imprégnées



### Caractéristiques :

TYPE	REFERENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Gazes imprégnées rose	551580	60x30	20 g/m <sup>2</sup>

### Composition :

- 100% polypropylène
- minimum 15% d'imprégnation d'huile médicinale (règlementation FDA 21.CFR 172.878 & 178.3620)
- Le grammage prend en compte l'imprégnant

### Unité d'expédition :

- Carton de 20 sachets de 50 gazes 

### Utilisation :

- Placer sur un balai trapèze pour le balayage. Très efficace pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation
- Sur tous types de sols même irréguliers

### Entretien :

- Jeter après utilisation

### Les points forts de la gaze imprégnée :

- **Alternative pratique notamment en milieu hospitalier** permettant d'utiliser une gaze par chambre suivant les protocoles de nettoyage évitant ainsi tout risque de contamination croisée et le déplacement des bactéries d'un endroit à l'autre
- **Respect de l'environnement** par sa composition ne contenant aucune substance toxique, ni dioxine et peut être jetée avec les déchets ordinaires
- **Sachet avec rabat** évitant l'assèchement des produits

**Lamatex**

Bp 45-2 Rue de Lyon - 69470 Cours la Ville

Tel. 04 74 89 73 40 - Fax. 04 74 89 86 16

[www.lamatex.fr](http://www.lamatex.fr)